

ELECOM
Healthcare

≡ C L E A R
ifresh
エ ク リ ア ア イ フ レ ッ シ ュ

HCM-REA01BK HCM-REA01IV HCM-FEA01BK
HCM-FEA01IV HCM-CEA01BK HCM-CEA01IV

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前に、必ずお読みください。また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

	警告	この表示がある項は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

	警告
	次の方は使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医用電気機器を使用している人妊娠初期の不安定期または出産直後の人
	お子様の手の届くところに保管・設置しないでください。また、本製品で遊ばせないでください。
	コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外では使用しないでください。 火災の原因になります。
	本製品の分解または改造は行わないでください。 火災や感電の原因となります。
	次のような場合には、ただちに使用を中止してください。使用し続けると、火災や感電の原因となります。 <ul style="list-style-type: none">煙が出ている、変なおいや音がするといった異常が発生した場合、水にぬれた場合本製品の内部に異物や液体が入った場合コード、電源プラグ、ケースが破損した場合 その後、ご購入店もしくは弊社総合インフォメーションセンターにご相談ください。
	コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。また、ケーブルの抜き差しの際は必ずプラグ部分を持って行ってください。 コードが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
	電源プラグなどに奥までしっかりと差し込んでご使用ください。 差し込みが不十分だと、接触不良などにより、火災や感電の原因となります。
	使用前に布破れがないか確認してください。どんな小さな破れでも見つかった場合は使用しないでください。 けがや感電の原因になります。
	その他、使用時に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

	注意
	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたり、本製品の上ののったり、本製品の上に物をのせたりしないでください。
	下記の間所では使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">直射日光のあたる場所暖房器具の近くなど、温度の高い場所湿気の多い場所水気の近くほこりが多い場所振動の多い場所
	本来の使用目的以外には使用しないでください。
	自動車を運転中に操作しないでください。 運転者による運転中の使用は、大変危険ですので、絶対に行わないでください。
	つぼプレート収納部には、付属のつぼプレート以外のものを入れて使用しないでください。 事故やケガの原因となります。
	次の方は医師に相談のうえ使用してください。 <ul style="list-style-type: none">悪性しゅよう(腫瘍)のある人心臓に障害のある人糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人皮膚に創傷がある人安静を必要とする人体温 38 度以上(有熱期)ある人(例：急性炎症症状(けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき)骨粗しょう(鬆)症の人医療機関で治療中の人、又は身体に特に異常を感じている人
	ご使用時にはメガネやヘアアクセサリを外してください。 事故やケガの原因となります。
	1 日の使用時間は 15 分以内(一度の使用時間は約 5 分)にし、連続使用はお控えください。 筋肉や神経に必要な以上の刺激となり、逆効果になることがあります。
	本製品は、防水構造ではありませんので、水などの液体がかからない所で使用・保管してください。 雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
	肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止してください。 そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。


■健康に関する免責事項

- 本製品は医療機器ではありません。
- 使用中に身体の疲れや痛みを感じた場合は、必ず休憩をとってください。痛みや不快感などの症状が続くような場合は、医師の診察を受けてください。
- アレルギー体質やお肌が敏感な方は使用しないでください。
- 装着場所に、傷や骨折、かぶれや湿疹、しびれや腫れなどの異常がある場合は使用しないでください。


パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。


本体



付属品




各部の名称



使いかた

1 必要に応じて、つぼプレートをセットします

つぼプレート収納部のポケットに、つぼプレートをセットすることができます。




以下のお好みの方法をお選びください。

- ①ベーシック
 - つぼプレート無しでそのまま使用。
- ②ベーシックアップ
 - つぼプレート収納部(こめかみ部)につぼプレート(白色)、つぼプレート収納部(うなじ部)につぼプレート(黒色)を配置。
- ③後頭部集中
 - つぼプレート収納部(うなじ部)のポケットに、「白色」と「黒色」のつぼプレートを 4 つ配置。


つぼプレートは「白色」「黒色」の 2 種類をお好みでお選びください。

2 電源に接続します

- ① 本製品の USB [A] コネクタを AC アダプターの USB ポートに接続します。
- ② AC アダプターのプラグを AC コンセントに差し込みます。
- ③ 正しく接続されると AC アダプターの電源ランプが点灯します。




パソコンやモバイルバッテリーの USB ポートからも電源を取ることが可能です。
(一部のモバイルバッテリーやパソコン、USB ハブなどでは、正常に使用できない場合があります。)



3 本製品をセットします

ベルトを頭部に回して使用します。
エアチューブ出口が首の付け根にくるようにします。




約 5 分経過するとタイマー機能により、自動的に動作を停止します。

異常を感じたらただちに使用を中止してください。

頭部周囲サイズ 55 ～ 65cm に対応します。お子様には使用させないでください。


4 電源を入れます

- ① コントローラーの電源ボタンを押します。
やさしくランプが点灯します。
- ② エア強さボタンを押すと、強弱が「やさしく」と「しっかり」の 2 段階で切り替わります。



5 使用後は電源を切ります

コントローラーの電源ボタンを押します。
ランプが消灯し、動作が停止します。



つぼプレートを入れると、肌に使用跡がつくことがあります。
ご注意ください。

お手入れについて

- 絶対に水洗いはしないでください。
- 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。
- 電源に接続中はお手入れしないでください。

こんなときは

電源ボタンを押しても動かない、使用中に停止する

- 次の内容を確認してください。
- USB コネクターが正しく AC アダプターまたは、パソコンやモバイルバッテリーに接続されていますか？
 - AC アダプターが正しく AC コンセントに差し込まれていますか？
 - パソコンに接続している場合、パソコンの電源はオンになっていますか？

タイマー機能により、約 5 分で自動的に動作を停止します。異常ではありません。

製品仕様

製品名		エクリア アイフレッシュ
製品型番		HCM-REA01BK HCM-REA01IV
		HCM-FEA01BK HCM-FEA01IV
		HCM-CEA01BK HCM-CEA01IV
定格電圧		DC5V
定格電流		0.6A(最大)
消費電力		3W
給電方法		USB ([A] コネクター)
タイマー (オートパワーオフ)		約 5 分
使用環境温度		0 ～ 40℃
対応頭部周囲サイズ		55 ～ 65 cm
外形寸法	本体	(約) W810 × H85 × D10 mm
	コントローラー	(約) W150 × H42 × D44 mm
	電源ケーブル長	(約) 1.2m
	エアチューブ	(約) 0.7m
質量	本体	(約) 136g
	コントローラー	(約) 224g (電源ケーブルおよびエアチューブ含む)
	AC アダプター	(約) 44g
素材		・ 本体外側 PU レザー (PU、ポリエステル) + スポンジ ・ 本体内側 ポリエステル ・ コントローラー ABS ・ エアチューブ シリコン ・ 電源ケーブル PVC ・ つぼプレート シリコン ・ 収納ポーチ ポリエステル
生産国		中国

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。
【お電話・FAX によるお問い合わせ (ナビダイヤル)】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465 FAX：0570-050-012
[受付時間]
9:00 ～ 19:00 年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていただきます。

保証規定

- 保証内容
- 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
- 無償保証範囲
- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 修理
- 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 - 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
 - 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます。
 - 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- 免責事項
- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
 - 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 - 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

ELECOM 保証書

製品名	★シリアル No.(製品本体に記載)	保証期間 ご購入日から 1 年間
<input type="checkbox"/> HCM-REA01BK <input type="checkbox"/> HCM-REA01IV <input type="checkbox"/> HCM-FEA01BK <input type="checkbox"/> HCM-FEA01IV <input type="checkbox"/> HCM-CEA01BK <input type="checkbox"/> HCM-CEA01IV		
★お客様ご記入欄		
フリガナ お名前		
ご住所 〒 TEL () -		
☆ご販売店様		
ご購入日		
ご住所・店名・TEL・ご担当者名		

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。
★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

エクリア アイフレッシュ
HCM-A01 シリーズ
取扱説明書
2015 年 7 月 第 1 版
エレコム株式会社

- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。